



Artikelnummer	0176
Prijs excl. BTW	€ 26,95
Prijs incl. BTW	€ 32,61
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De Hekura meerdaagse beenzak Comfort is een comfortabele en praktische dagzak/beenzak ontworpen voor meerdaags gebruik. Ideaal bij gebruik van een verblijfscatheter, eenmalige catheter, externe condoomcatheter of gekoppeld aan een andere beenzak.

Belangrijkste kenmerken:

- Geschikt voor maximaal 7 dagen gebruik
- Voorzien van 3 compartimenten om klotsen te verminderen
- Zachte non-woven achterzijde voor extra draagcomfort
- Handige kruiskraan voor eenvoudige lediging
- Maatverdeling indicatief weergegeven op de zak
- Flexibele slang van 50 cm, eenvoudig in te korten naar de gewenste lengte
- Inclusief losse connectoren en koppelstuk

- Terugslagventiel voorkomt terugstroming
- Gemaakt van hoogwaardig PVC en PE
- De Hekura meerdaagse beenzak Comfort is gebruiksvriendelijk en betrouwbaar. Dankzij de non-woven achterkant en het slimme ontwerp ervaart de gebruiker minder huidirritatie en meer bewegingsvrijheid. Perfect voor thuiszorg, langdurige verzorging en klinische toepassingen.

Voordelen:

- Vermindert het risico op infecties door terugslagventiel
- Eenvoudig op maat aan te passen
- Compatibel met diverse types katheters