

Artikelnummer	180067
Prijs excl. BTW	€ 6,49
Prijs incl. BTW	€ 7,85
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

iD Care Net pants is een fixatiebroekje dat er voor zorgt dat het verband goed aansluit tegen het lichaam.

Optimale anti-lek bescherming

Door de toevoeging van zachte vezels en dubbele lycra elastieken wordt een optimale structuur gecreëerd voor anti-lekbeveiliging, een verhoogde bewegingsvrijheid en een verlaagd risico op huidirritaties.

De fixatiebroekjes zijn zacht, discreet en zeer comfortabel

Het ontwerp zorgt voor een uitstekende ondersteuning voor de [Suprem Light](#), Suprem For Men, de rechte inlegverbanden Classic Pad en de Suprem Form anatomisch gevormde verbanden. De broekjes zijn zeer rekbaar zodat ze zich gemakkelijk aanpassen aan elke lichaamsvorm.

Alle fixatiebroekjes zijn latexvrij

De fixatiebroekjes zijn een discreet en comfortabel product. Deze wordt gedragen als normaal ondergoed en zijn gemaakt van 95% polyester, 4% elastaan en 1% nylon. De maat van de boxer staat op de binnenkant van de tailleband. Dit vermijdt verwarring bij de keuze van het product. Voor een optimaal gebruik van dit product wordt aanbevolen deze fixatiebroekjes op 60° C in een wasnetje te wassen en ze nadien in de droogkast op een gematigde temperatuur te laten drogen. De levensduur van dit product wordt geschat op maximum 50 wasbeurten.

Beschikbaar in verschillende afmetingen

- S = 40 - 80 cm
 - 5 stuks
- M = 60 - 100 cm
 - 5 stuks
- L = 80 - 120 cm
 - 5 stuks
- XL = 100 - 160 cm
 - 5 stuks
- XXL = 140 - 180 cm
 - 5 stuks
- XXXL = 180 - 195 cm
 - 3 stuks