



Artikelnummer	1808011
Prijs excl. BTW	€ 5,98
Prijs incl. BTW	€ 7,24
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

iD for Men zijn individueel verpakte verbanden voor licht tot matig urineverlies bij mannen.

De anatomische vorm zorgt voor meer comfort en een optimale bescherming.

Dankzij de kleefstrip blijft het verband perfect op zijn plaats zitten.

De Odour Control sluit geurtjes af voor een maximale frisheid.

Dankzij de snelle SAP korrels en Odour Control geursysteem krijgt urine geen kans van slagen. SAP (Super Absorberend Polymeer) zorgt ervoor dat urine snel geabsorbeerd en vergrendeld wordt in de absorptiekern. Door de snelle en maximale absorptie biedt de iD for Men een ultra bescherming. iD for Men voelt aan als katoen. Het is gemaakt uit een zacht materiaal voor een echt comfort bij het dragen.

iD for Men heeft een perfecte pasvorm en comfort.

Daardoor is het ontwikkeld voor een volledige bewegingsvrijheid. iD for Men is dun en licht voor een super discretie.

Beschikbaar in verschillende versies

Absorptie	Absorptiegraad	Kleurcode	Stuks/karton
Level 1+	3,5 druppels		16 x 10st.
Level 2	4 druppels		16 x 10st.
Level 3	5 druppels		12 x 14st.