



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 1800421     |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 19,78     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 23,93     |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

Lille Suprem Fit biedt een oplossing voor matig tot zwaar urineverlies, aangepast aan de noden van hulpbehoevende mensen. Daarbij is Suprem Fit ook ontworpen als bescherming bij fecale incontinentie.

**Lille Suprem Fit is een uitgebreid assortiment van 1-delige systemen met kleefstrip voor volwassenen en is speciaal ontworpen voor een matige tot zware vorm van incontinentie.**

De verbanden Lille Suprem Fit zijn de sterkst absorberende verbanden in het gehele assortiment. Ze zijn latexvrij zodat de patiënt geen allergische reacties kan krijgen. Door de keuze van de grondstoffen om de Lille Suprem Fit te produceren, is het vervaardigd uit 100% ademend materiaal. Hierdoor is Lille Suprem Fit luchtdoorlatend en wordt irritatie van de huid voorkomen.

# Lille Suprem Fit is super absorberend tegen geurhinder met drooghoudlaagje.

De Lille Suprem Fit heeft een drooghoudlaagje. Die laag versnelt de verspreiding van vocht naar de diepe lagen van het verband, zodat het oppervlak droog blijft. Zo heeft de persoon die dit draagt dag en nacht een droog gevoel. Door de vocht controle met een tijdschaal voor een goede indicatie van de verzadiging van het verband zijn er geen verbandwisselingen nodig op onverwachte momenten. De hinderlijke geurtjes worden geneutraliseerd dankzij de supergrote absorptie van dit verband. Dankzij de comfortabele tailleband past de Lille Suprem Fit zich ook aan aan de lichaamsbouw van de patiënt voor meer comfort. Aan de zijkant van de kleefluier zitten vochtindicatoren die blauw kleuren bij contact met urine.

## Beschikbaar in verschillende versie's

| Referentie | Omschrijving | Taille       | Absorptie |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| LSFT7311BR | Regular+     | 105 - 150 cm | 2500 ml   |
| LSFT7321BR | Extra+       | 105 - 150 cm | 2840 ml   |
| LSFT7331BR | Super+       | 105 - 150 cm | 3100 ml   |
| LSFT7341BR | Maxi         | 105 - 150 cm | 3580 ml   |