



Artikelnummer	1805431
Prijs excl. BTW	€ 28,61
Prijs incl. BTW	€ 34,62
Voorraad	Nog slechts 8 op voorraad

Omschrijving

TENA Flex Ultima is ontworpen voor grote en plotselinge hoeveelheden urineverlies. TENA Flex Ultima met ConfioAir™ is volledig ademend en dermatologisch getest waardoor het een gezonde huid bevordert. De geïntegreerde ComfiStretch heupband is voorzien van een klittenbandsluiting voor een gemakkelijke en ergonomische verschoning. De goed absorberende tweedelige kern biedt zowel overdag als 's nachts de ultieme bescherming voor gebruikers die last hebben van grote en plotselinge hoeveelheden urineverlies. Het zachte, ademende buitenmateriaal zorgt voor een comfortabele, zachte en discrete pasvorm.

Flex - Makkelijkere en waardige verschoning dankzij een product met een heupband.

TENA Flex Ultima beschikt over een gepatenteerde, geïntegreerde klittenbandsluiting die u makkelijk en snel kunt vervangen. Bevestig de band rond de taille en zet vervolgens de voorkant van het verband op de heupband vast door middel van klittenbandsluiting. De band kan zowel aan de voor- en achterkant worden vastgemaakt voor het gemak van de

persoon die u verzorgt.

TENA Flex met ConfioAir™ bevordert een gezonde huid.

TENA Flex met ConfioAir™ is volledig ademend en bevordert een gezonde huid. Het verband met heupband bedekt de heupen en dijen minder, waardoor u meer comfort, een droog resultaat en een gezonde huid ervaart. Alle materialen zijn dermatologisch getest.

TENA Flex Ultima met geïntegreerde ComfiStretch heupband voor een betrouwbare en comfortabele pasvorm.

De zachte, elastische heupband past zich gemakkelijk aan het lichaam aan. Het product biedt in combinatie met het beenelastiek en het geruisloze zachte materiaal een discrete, betrouwbare bescherming en een bijzonder goede en comfortabele pasvorm.

Ergonomisch in gebruik - vermindert onderrugklachten van de verzorger.

TENA Flex Ultima met de geïntegreerde heupband is ontworpen voor een gemakkelijkere en ergonomischere verschoning van het product. TENA Flex Ultima vermindert - vergeleken met de alles-in-één en tweedelige producten - de onderrugklachten van verzorgers tijdens verschoningen.

TENA Flex Ultima met een snelle absorptie en hoogwaardige kern zorgen voor bescherming tegen doorlekken.

Grote hoeveelheden urine worden dankzij de FeelDry-technologie snel naar de kern van het product geleid. De urine wordt in de kern opgeslagen en komt dus niet in aanraking met de huid, zelfs niet wanneer u actief bent, voor een comfortabel gevoel.

TENA Flex Ultima met anti-lekrandjes voor extra zekerheid.

TENA Flex Ultima biedt een uitstekende bescherming dankzij de anti-lekrandjes, waarbij het niet uitmaakt of de gebruiker staat, zit of ligt.

De Odour Neutralizer vermindert het ontstaan van geurtjes.

De Odour Neutralizer vermindert het ontstaan van geurtjes en zorgt zo voor een fris gevoel en meer zelfvertrouwen.

TENA Flex Ultima met een urine-indicator die aangeeft wanneer het product moet worden vervangen.

U hoeft het incontinentieverband van TENA Flex Ultima niet te verwijderen om vast te stellen of vervanging noodzakelijk is. De urine-indicator aan de buitenkant van het product wordt blauw in plaats van geel wanneer het tijd is om te vervangen.

TENA Flex Ultima met een snelle en gemakkelijke productherkenning bij alle manieren van opbergen.

De absorptiecapaciteit van TENA Flex Ultima wordt aangegeven door een kleurcodering en de maat staat duidelijk op het product en de verpakking vermeld om de herkenbaarheid te vergroten – ook wanneer deze in het schap staan.

Beschikbaar in verschillende afmetingen

Maat	Heupmaat	Verpakking
Medium	71 - 102 cm	3 x 20 stuks
Large	83 - 120 cm	3 x 20 stuks