



Artikelnummer	1159
Prijs excl. BTW	€ 33,65
Prijs incl. BTW	€ 40,72
Voorraad	Nog slechts 9 op voorraad

Omschrijving

Het cauterisatiehandvat is voorzien van verwisselbare uiteinden, vervaardigd uit nikkel-chroom draad. Deze uiteinden garanderen een betrouwbare en efficiënte warmteopbrengst, wat zorgt voor precisie en consistente resultaten bij medische ingrepen.

Vervangbare batterijen

Voor gebruiksgemak en duurzaamheid is het apparaat voorzien van vervangbare batterijen. Dit maakt het mogelijk om snel van energiebron te wisselen, wat de continuïteit van behandelingen garandeert, zelfs tijdens langdurige sessies.

Brede toepassing in meerdere medische vakgebieden

- Gynaecologie
- Orthopedie

- Oor, neus en keel (ENT)
- Dermatologie
- Plastische en reconstructieve chirurgie

De veelzijdigheid van het apparaat maakt het een waardevol hulpmiddel in diverse medische contexten.

Cauteriseren van kleine bloedvaten

Een van de belangrijkste toepassingen van dit apparaat is het cauteriseren van kleine bloedvaten, vooral in de dermatologische chirurgie. Deze functie helpt bloedingen effectief te stoppen en bevordert een vlotte en veilige operatie.