



Artikelnummer	170600
Prijs excl. BTW	€ 735,87
Prijs incl. BTW	€ 890,40
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Centrifuge XC-200 is een stille centrifuge met plaats voor 6 buisjes, voorzien van een elektronische teller voor een nauwkeurige toerentalinstelling van 1000 t/min tot 4000 t/min (stappen van 500 t/min). Het wordt geleverd met metalen houder voor 6 buizen van 10 ml en houder voor 6 buizen van 15 ml. De bedrijfstijd is instelbaar van 1 tot 60 minuten. Sterke ABS-structuur.

Technische specificaties:

- Voeding: 220V - 50 Hz
- Vermogen: 80 W
- Toerental: ca. 1000-4000 omw/min (in stappen van 500 omw/min. verhoogd)
- Timer: 1-60 min.
- Inhoud: 6 x 15 ml of 10 ml.
- Max. RCF: 1790 g