



Comply Autoclave (3M)
loodvrije indicatortape - 18mm
x 55m - per rol Als
blootstellingsindicator sluiten
3M™ Comply indicatortapes
zakken veilig af en stellen ze
het personeel van de CSA en
de OK in staat om snel te
controleren of de zakken het
sterilisatieproces hebben
ondergaan. De chemische
indicatorinkt, die in een
diagonaal gestreept patroon is
aangebracht, verandert van
kleur of wordt donkerder
wanneer hij wordt
blootgesteld aan het
sterilisatieproces.

07/10/2025 20:37:17



Artikelnummer	S1163
Prijs excl. BTW	€ 6,43
Prijs incl. BTW	€ 7,78
Voorraad	op voorraad