

# DANUMED verlengleiding met ENFit-connectie - 30cm - Steriel - per stuk

08/10/2025 00:00:24



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 4830        |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 9,63      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 11,65     |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

DANUMED verlengleiding met ENFit®-connectie - 30cm - Steriel - per stuk

De danumed® verlengleiding met ENFit® connectie is speciaal ontwikkeld voor het toedienen van enterale voeding, vloeibare medicatie en voor decompressie in combinatie met een gastrostomieknoop.

Waarom ENFit® Connector?

Waar veiligheid en comfort hand in hand gaan. ENFit® connectoren zijn meer dan alleen een technologische vooruitgang; ze weerspiegelen een sterke focus op patiëntveiligheid. Wereldwijd erkend als het belangrijkste hulpmiddel voor het bevorderen van veiligheid in enterale voeding, zorgen deze connectoren voor betrouwbare en risicoloze verbindingen, zowel voor de patiënt als voor de zorgverleners. Voordelen van een ENFit® connectie:

- Verhoogd comfort voor de patiënt
- Vereenvoudigt de bediening voor de gebruiker
- Voorkomt het verdraaien van slangen
- Geschikt voor alle ENFit® connectoren

## ENSwivel® Technologie

De ENSwivel® is een innovatieve roterende ring die danumed verlengleiding met ENFit® connector omsluit. Met slechts een eenvoudige "twee-vinger-draai" zorgt de ENSwivel® voor moeiteloze, strakke en veilige verbindingen. Voordelen van de ENSwivel® technologie:

- Eenvoudig in gebruik
- Snel te verbinden
- Verhoogt het comfort voor de patiënt
- Verbetert de hanteerbaarheid voor de gebruiker