



Artikelnummer	110250
Prijs excl. BTW	€ 29,49
Prijs incl. BTW	€ 35,68
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

4 EKG-klemmen.

Herbruikbare perifere klemelektroden voor volwassenen.

Absoluut betrouwbaar tijdens signaalregistratie bij alle EKG-apparatuur op de markt.

Verzilverd met Ag/AgCL waardoor een veilige en heldere signaaloverdracht mogelijk is.

Dankzij schroef- en klemverbindingen kunnen deze elektroden op alle EKG-apparaten met een patiëntkabel met steek- of klikverbinding worden aangesloten. Latexvrij. Lengte van de klemmen 13 cm.