



Artikelnummer	1415
Prijs excl. BTW	€ 1.514,28
Prijs incl. BTW	€ 1.832,28
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Het ECG-toestel Cardiomate 6 van Spengler is een nauwkeurig en intuïtief ECG-toestel, ideaal voor gebruik op kantoor of onderweg. Met een recordsamplesnelheid van 32.000 Hz registreert het alle elektrische activiteit van het hart en met een zeldzame precisie levert het zeer nauwkeurige analyses.

Voordelen ECG-toestel Cardiomate 6

Geduchte precisie

- Opnamesnelheid: de elektrische activiteit wordt in detail geregistreerd
- Verhoogde verwerkingsvermogen voor een optimale analyse

Intuïtief en efficiënt

- Snel en intuïtief in gebruik
- Real-time weergave van de 12 ECG-afleidingen dankzij het grote kantelbare kleurenscherm
- Automatische interpretatie en berekening van intervallen

Toegankelijkheid gegevens

- Groot intern geheugen
- ECG-overdracht en uitlezen op PC via USB-aansluiting

Thermische afdrukken op 6 sporen

- Afdrukken naar PC-printer via USB

Meeneembaar

- Uitgerust met een handvat

Lange levensduur van de batterij

- Met een 2600 mAh batterij

Afbeeldingen

