



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 150025      |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 6.850,00  |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 8.288,50  |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

eKompact is momenteel de meest geschikte in hoogte elektrisch verstelbare onderzoekstafel voor zorgverleners en hun omgeving.

## Omschrijving van de Elektrisch verstelbare onderzoekstafel eKompact

Promotal heeft het grootste onderzoek ooit naar medisch onderzoeksmeubilair uitgevoerd met 200 artsen uit 6 landen in Europa en het Midden-Oosten. Dit stelt hen in staat aangepaste producten met een hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen. De eKompact is momenteel de meest geschikte in hoogte verstelbare onderzoekstafel voor zorgverleners en hun omgeving. Naast de zitpositie kan men dankzij de opbergruimte en de geïntegreerde inschuifbare stijgbeugels een volledig onderzoek uitvoeren op een tafel van 1 m<sup>3</sup>. Het wordt een echte assistent voor de patiënt en de arts door zich aan te passen aan hun lichaamsbouw en voorkeuren dankzij de mogelijkheid om favoriete posities te registreren en zijn autonome bewegingen.

### 3 verschillende modellen

- eKompact - STANDAARD
  - Bij dit model van elektrisch verstelbare onderzoekstafel kunnen de toetsen enkel manueel bediend worden. Wanneer men dus de tafel naar omhoog of omlaag wenst te doen, dient men te blijven duwen op de knop tot de gewenste hoogte bereikt is.
- eKompact - ONE TOUCH
  - Bij dit model kunnen de toetsen ingesteld worden. Zodat u slechts op één toets dient te drukken om de gewenste hoogte te bereiken. Voorbeeld: wanneer de patiënt bij u toekomt, kan u door één druk op de toets de gewenste zithoogte bereiken. Na het plaatsnemen van de patiënt kan u opnieuw door één druk op de toets de gewenste hoogte bereiken om uw onderzoek te starten.
- eKompact - PREMIUM
  - Bij het Premium model wordt een draadloze voetpedaal mee geleverd. Waarmee u dus eenvoudig de tafel naar de gewenste hoogte kan brengen door te drukken op de voetpedaal. Hierdoor hebt u ook nog de handen vrij zodat u de tafel kan veranderen van hoogte tijdens uw onderzoek. Deze onderzoekstafel bevat ook de One Touch functie (zie uitleg hierboven)

### Elektrisch verstelbare onderzoekstafel met zittende ontvangstpositie

Maak het leven van uw patiënten met beperkte mobiliteit gemakkelijker. Deze elektrisch verstelbare onderzoekstafel heeft "Een zittende ontvangstpositie op 48 cm". De elektrische bewegingen van de onderzoekstafel zijn zacht en veilig. De tafel heeft een comfortabele bekleding. Autonome bewegingen, één druk op de knop is voldoende om de tafel in positie te brengen (One Touch model).

### Kenmerken van deze elektrisch verstelbare onderzoekstafel

- Geïntegreerde beensteunverlenging (op dezelfde hoogte als de zitting)
- Gewicht van patiënt tot 250 kg & Bekleding breedte 72cm
- Geïntegreerde intrekbare stijgbeugels
- Verstelbare hoogte van 48 cm tot 99,5 cm
- 1 doorschuifbare lade aan de zijkant & 1 lade vooraan
- 1 papierrolhouder
- Keuze uit 20 Promotal kleuren (zie brochure)