



Artikelnummer	190202
Prijs excl. BTW	€ 23,96
Prijs incl. BTW	€ 28,99
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

MEDISCH HOOFDKUSSEN

- **VULLING**
 - * 600 gr. holle gesilliconiseerde polyestervezel
 - * anti-allergisch - anti-bacterie
 - * luchtdoorlatend
 - * vulling is wasbaar op 40°C
 - * tijd omheen dez vulling is 50% katoen - 50% polyester
- **WATERPROOFHOES**
 - soepel en elastisch
 - afwasbaar en ontsmetbaar
 - waterdampdoorlatend en ventilerend
 - deze hoes is wasbaar op 95°C
 - brandnorm = CRIB 5
 - anti-bacterie en anti-schimmel behandeld
 - voorkomt kruisinfecties