

Instrumententafel met 2 lades en 2 stopcontacten - 50 x 48 x 94cm (B x D x H)

07/10/2025 20:38:56



Artikelnummer	150094
Prijs excl. BTW	€ 605,15
Prijs incl. BTW	€ 732,23
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

De medische trolley is een beweegbaar element dat gericht is op het overbrengen van het benodigd materiaal om genezing in een ziekenhuis of dokterpraktijk. Hiervoor moet het een aanzienlijke afmeting hebben, zodat het door een enkele persoon bestuurd kan worden en door een deur passen (ongeveer 1m x 80cm). Deze instrumententafel is een metalen trolley met 2 lades en 3 plateau's. De medische trolley is eveneens voorzien van 2 universele stopcontacten, ideaal voor het aansluiten van verschillende elektrische apparaten. De metalen trolley is gemaakt van epoxypoeder geleverd, elektrolytisch verzinkt staal en voorzien van lichtglanzende wielen. Deze instrumententafel bevat een zacht bewegingssysteem voor een goed comfort. Deze medische trolley is de ideale oplossing voor in kleine ruimtes.

Eigenschappen van de instrumententafel

- 3 mooie plateau's
- 2 ruime lades
- eenvoudig te desinfecteren en te reinigen
- verrijdbaar op 4 zwenkwielen
- opgebouwd in degelijk metalen frame
- voorzien van 2 stopcontacten

Kenmerken van de instrumententafel

- Afmetingen van de trolley
 - breedte: 540mm
 - diepte: 480mm
 - hoogte: 940mm
- Afmetingen van de plateau's
 - breedte: 470mm
 - diepte: 380mm