



Artikelnummer	110260
Prijs excl. BTW	€ 497,87
Prijs incl. BTW	€ 602,42
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De ultieme elektrodenband, waarbij de precordiale elektroden zijn ingewerkt. Extra handig met de integrale connector-aansluiting voor directe aansluiting op uw EKG-apparaat. Deze elektrodenband is bruikbaar voor patiënten vanaf 12 jaar en tot ong. 120kg. Tijdsbesparend, geen in elkaar gedraaide kabels, kortom: een efficiënte oplossing. De EKG Elektrodenband is een gepatenteerd systeem om snel en nauwkeurig de elektroden aan te brengen op de borst. De elektrodenband vervangt de klassieke vacuüm elektroden en de zelfklevende EKG elektroden voor éénmalig gebruik.

Eenvoudige toepassing, universele compatibiliteit

De EKG Elektrodenband is bijzonder eenvoudig en vlot te bevestigen, zodat de tijd die nodig is voor de EKG-diagnose wordt verkort. Vanwege de universele compatibiliteit met 12-kanaals EKG-apparaten en de aansluitmogelijkheid voor bananastekkers en

drukknoppen is de elektrodenband geschikt voor dokter, dokterspraktijken en ziekenhuizen.

Nauwkeurigere meetresultaten door de elektrodenband

Het EKG-onderzoek met een elektrodenband biedt veel voordelen. Door de fixatie van de armen bij de patiënt is het onderzoek rustiger uit te voeren en kunnen bewegingsartefacten worden verminderd. Dit leidt tot een vereenvoudigde evaluatie en interpretatie van de EKG-registratie. De eigenschappen van de EKG Elektrodenband zijn:

- Makkelijk aan te brengen elektrode systeem voor het doen van een 12 kanaals diagnostisch EKG
- Anatomisch correcte positionering, passend voor mannen en vrouwen
- Ideaal voor ziekenhuizen, klinieken, ambulances en thuiszorg instellingen
- Kan op bijna alle EKG apparaten worden aangesloten via bananenstekker
- Bespaart 50% tijd
- Kosteneffectief
- Garantie 1 jaar
- De aansluiting van de kabel past in de meeste standaard toestellen (Welch Allyn, Nihon Kohden, Cardiette, ...). Past niet op Mortara.

Extra voordelen

- Geen risico op het fout positioneren van elektroden
- Geen in elkaar gedraaide kabels
- Geen kosten voor wegwerp elektroden
- De patiënt hoeft niet geschoren te worden
- Vrouwen hoeven hun BH niet af te nemen voor het onderzoek

Hygiënische veiligheid

De elektrodenband is hygiënisch veilig dankzij de speciale Sanitized® behandeling. Microbiële groei aan het oppervlak wordt door deze behandeling van het materiaal al tijdens het productieproces effectief voorkomen. De bescherming blijft bestaan, zelfs na de noodzakelijke reiniging.

Sanitized® Technology

De werking van de Sanitized® behandeling is getest en bevestigd conform de ISO 22196-norm. Het antimicrobiële effect van de zilverionen wordt permanent geconserveerd door een speciale glas-keramiek kapseling. Zodoende is de EKG-band bijzonder geschikt voor artspraktijken met frequente EKG-onderzoeken bij verschillende patiënten. Bovendien

helpt de betrouwbare bescherming tegen MRSA-kolonisatie ook voor het gebruik in zieken- en verpleeghuizen.

Afbeeldingen

