



iQuest Lounge Onderzoekstafel - Elektrisch hoog/laag - Geïntegreerde wielen

08/10/2025 15:28:49



Artikelnummer	150510
Prijs excl. BTW	€ 5.146,13
Prijs incl. BTW	€ 6.226,82
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

iQuest is de nieuwe revolutie bij Promotal.

We hebben een tafel ontworpen met een strak en luchtig design, dat bijdraagt aan uw comfort en dat van uw patiënten dankzij de laagste opstappositie die op de markt beschikbaar is, programmeerbare standen en autonome bewegingen, die twee keer sneller zijn.

GELIJKHEID VAN BEHANDELING

Verminder de moeite die patiënten met beperkte bewegingsvrijheid moeten doen dankzij:

- Een opstappositie voor de patiënt op 46 cm
- Een opstaande rugleuning die tijdens het opstappen als steun dient
- Rustige en veilige elektrische bewegingen

EFFICIËNTIE

Voer uw onderzoek soepel uit dankzij :

- Bewegingen die twee keer zo snel gaan
- Autonome bewegingen: 1 impuls is genoeg voor de juiste positie
- Intuïtieve opdrachten en vooraf ingestelde opstappositie van de patiënt

ERGONOMISCH GEBRUIK

Kies moeiteloos een andere positie:

- Kies moeiteloos een andere positie
- Geheel elektrische onderzoekstafel Hoogte, rugsteun, proclief/declief
- Variabele hoogte van 46 tot 93 cm
- 2 Posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar
- De zeer comfortabele Lounge-bedekking

Keuze uit verschillende kleuren (zie kleurenkaart)

Afbeeldingen

