



Artikelnummer	150021
Prijs excl. BTW	€ 3.498,00
Prijs incl. BTW	€ 4.232,58
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Kompact Multifunctionele Onderzoekstafel met Block & Roll systeem - De Veelzijdige Oplossing. [LIJST MET DIRECT LEVERBARE KLEUREN OP AANVRAAG](#)

Kompact is de ideale onderzoekstafel voor al uw behoeften.

Als u een kleine onderzoeksruimte heeft, als u verschillende examens uitvoert, als u de tijd die u met uw patiënten doorbrengt wilt optimaliseren en het voor hen gemakkelijk wilt maken om op en van uw onderzoekstafel te komen, dan is de Kompact voor u. Het beschikt over zit- en ligposities, tal van opbergruimtes, geïntegreerde stijgbeugels en veel accessoires zodat u een volledig onderzoek kunt uitvoeren, allemaal op een 1m³-tafel. Maak je leven gemakkelijker, kies de Kompact.

Gelijkheid van behandeling

Maak dingen gemakkelijker voor uw patiënten met beperkte mobiliteit. Dit met Geïntegreerde intrekbare voetstap: hoogte 23 cm, hoogte van 61 cm van opstap tot zitplaats en moeiteloze overgang van zit- naar ligpositie dankzij de geïntegreerde beensteunverlenging. Onderzoek uw patiënten gemakkelijk: Gewicht van patiënt tot 250 kg & Bekleding breedte 72cm

Efficiency

Voer uw onderzoeken gemakkelijker uit door een comfortabele zithouding (vertegenwoordigt 80% van de examens), 4 Lades om alles wat je nodig hebt binnen handbereik te houden, 2 doorschuifbare zijladen, van beide kanten toegankelijk (waardoor je de tafel in het midden van de examenruimte kunt plaatsen), 2 Lades vooraan, geïntegreerde intrekbare stijgbeugels & bekkenkanteling (7 graden)

Maak uw onderzoekstafel gemakkelijk

Laden uit één stuk gemaakt van gemakkelijk te reinigen abs. Verwijderbare bekleding. Alle oppervlakken zijn gemakkelijk toegankelijk om te reinigen. Een papierrolhouder met grote capaciteit geïntegreerd in de rugleuning, maximale lengte 50 cm - 20 cm. Een verwijderbare, steriliseerbare abs-gynaecologielade.

Ergonomie: Bespaar ruimte

Dankzij een compacte tafel (minder dan 1 m³). Een groot en veelzijdig scala aan posities (gynaecologisch, zittend, liggend) talrijke opslagruimten bij de hand. Geïntegreerde wielen voor eenvoudige verplaatsing & installatie (niet voor patiëntverplaatsing) = Block & Roll systeem. Zie ook video hierboven.

Verbeter het comfort van uw patiënten.

Geïntegreerde uitschuifbare beensteunverlenging op dezelfde hoogte als de stoel (afhankelijk van model). Optimale comfortstoel. Mogelijke opties: 2 geïntegreerde stopcontacten een de zijkanten & verstelbare beensteun. Beschikbare accessoires: Fixatieklem, lamphouder, Armsteun + hoes, ladenbakken, opbergruimte, beensteunen, infuusstaander, ... De tafel is beschikbaar in 19 Promotal kleuren. Zie foto's.

Zijn essentiële voordelen:

- Hetzelfde gewicht als de concurrentie, maar een veel hoger patiëntengewicht.
- Afneembare laden en treden om de tafel tijdens de installatie lichter te maken.
- Lade-inzetstukken en opslag aan de achterzijde om optimale hygiënische omstandigheden te garanderen.

- Een optimale levertijd en geen bureaucratische rompslomp - bij PROMOTAL zonder kopzorgen en met de precisie die wij kennen.
- Een optionele aanpassing van het niveau van het 3e deel van de beensteun, waarbij het gebruik van een extra kussen wordt vermeden.
- Accessoire rails die het mogelijk maken om zoveel accessoires te bevestigen als nodig is voor een zeer voordelige prijs in vergelijking met de concurrentie.
- Een nieuwe lampsteun tegen een geoptimaliseerde prijs die de bankschroef EN de lampvoet in één stuk combineert.
- Epoxy metalen frame en behuizing om een lange levensduur en optimale hygiënische omstandigheden te garanderen.

Afbeeldingen

