



Artikelnummer	122500
Prijs excl. BTW	€ 2.262,67
Prijs incl. BTW	€ 2.737,83
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Mortara Eli-150c EKG-toestel met interpretatie

Eigenschappen van Mortara Eli-150c ECG/EKG toestel

- Compact en lichtgewicht, de ELI™ 150c is een hoogwaardig electrocardiogram in een draagbaar formaat.
- 12D LCD-kleurendisplay. Scherm met hoge resolutie waarmee u het ECG in realtime en na het genomen ECG kunt bekijken.
- Interpretatie van het rust-ECG met het Mortara VERITAS™ -algoritme dat internationaal erkend is, neemt de Mortara-interpretatie voor het rust-ECG leeftijd en geslacht op in haar algoritme om het rapport voor de volwassene of de pasgeborene te berekenen.
- Keuze tussen draadloze patiëntenkabel (WAM™) en patiëntenkabel (AM12™). Het ELI 150c-electrocardiogram werkt zowel met de WAM draadloze als met een bedrade AM12 module. Beide modules zijn uitgerust met automatische en

handmatige knoppen. Indicatie van losgemaakte elektrode. Elke ECG-streng is afneembaar.

- De ELI 150c selecteert automatisch de 10 beste seconden van de laatste 5 minuten volledige onthulling, waardoor altijd de beste lay-out en dus een tijdwinst wordt verkregen.
- Alfnumeriek toetsenbord met speciale toetsen voor ECG-verwerving, handmatige opname en ECG-verzending / ontvangst van de patiëntennaam.
- Bidirectionele informatie-uitwisseling via een interne modem, LAN, Wifi of GSM / GPRS met de ECG-databasemanager E-Scribe™ en Athena of met SIH en PACS via XML, PDF, UNIPRO32 en DICOM® 32.