



Artikelnummer	150174
Prijs excl. BTW	€ 2.037,19
Prijs incl. BTW	€ 2.465,00
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Bij de ontwikkeling van de MME onderzoekstafel is optimaal rekening gehouden met de werksituatie en de beschikbare ruimte in de gemiddelde huisartsenpraktijk. Dit model heeft een traploos uitschuifbaar voetengedeelte zodat de afmeting kan worden terug gebracht naar 150 x 70 cm. Het uitschuifgedeelte is zodanig geconstrueerd, dat een patiënt hierop kan plaatsnemen zonder gevaar voor kiepen van de tafel. De standaard papierrol is onder het hoofdvlak weggewerkt en biedt plaats voor een papierrol tot een breedte van 60 cm. De prijs van het opgegeven model is op poten met korte rug (elektrisch).

Mogelijke accessoires voor de onderzoekstafel MME-V - Mini-Multo electronic

- 1 laden-unit met twee diepe laden.
- Kniesteunen en kniesteunhouders voor gynaecologisch onderzoek.

Technische gegevens van de onderzoekstafel MME-V - Mini-Multo electronic

- afmetingen met uitgeschoven voetendeel 150 x 70 cm
- afmetingen met ingeschoven voetendeel 200 x 70 cm
- elektrische hoog-laag verstelling van 60 tot 100 cm
- verstel snelheid bij een belasting van 100 kg 1,4 cm per seconde.
- elektrisch verstelbare rugsteun tot 60 graden.
- verrijdbaar op 4 dubbel geremde zwenkwielen, 100 mm. Of op poten, wiel/poot verstelling
- model MME is CE gecertificeerd

Dit model is ook nog verkrijgbaar in onderstaande modellen – prijs op aanvraag

- op poten + korte rug (gasveer)
- op poten + lange rug (gasveer)
- op poten + lange rug (elektrisch)
- op centraal geremde wielen + korte rug (gasveer)
- op centraal geremde wielen + korte rug (elektrisch)
- op centraal geremde wielen + lange rug (gasveer)
- op centraal geremde wielen + lange rug (elektrisch)

Extra Informatie

Bekleding Valencia en Silvertex Uw onderzoekbank kunt u bekleding in de stoffen Valencia of Silvertex Wij willen u erop wijzen dat de kleuren in verband met instelling van het scherm kunnen afwijken van de originele kleur. Wij raden u aan wanneer u een speciale kleur kiest om bij ons een kleur staal op te vragen. Valencia heeft een lederlook is waterafstotend, brandvertragend, UV bestendig, Antibacterieel en gemakkelijk schoon te maken. Overzicht kleuren en kleurnummers Valencia zie bijlage hieronder. Silvertex heeft een stoffen look maar heeft dezelfde eigenschappen als het kunstleer. De stof is waterafstotend, brandvertragend, UV bestendig, Antibacterieel en gemakkelijk schoon te maken. Overzicht kleuren en kleurnummers Silvertex zie bijlage hieronder.

Afbeeldingen

