



Artikelnummer	116516
Prijs excl. BTW	€ 20,48
Prijs incl. BTW	€ 24,78
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Self-seal sterilisatiezakjes Sogeva[®] 200st.

De self-seal sterilisatiezakjes Sogeva[®] zijn speciaal ontworpen om instrumenten in op te bergen en te steriliseren met stoom, wat beschermt tegen contaminatie.

Kenmerken sterilisatiezakjes

- Gemaakt uit transparante polyester-polypropylene film en medisch graad papier, waardoor stoom en gas door het zakje kunnen tijdens de sterilisatie
- De versterkte hoeken zorgen ervoor dat stof zich niet kan ophopen bij de opening, wat het risico op contaminatie tijdens het openen verkleint
- De chevrons (V-vormige inkepingen) zorgen voor een snelle en correcte opening van het sterilisatiezakje

- De hittegelaste lijnen (Multiline) zijn op regelmatige afstanden van elkaar geplaatst en zijn uiterst resistent, wat zorgt voor een consistente afdichting
- De externe lasnaad loopt over de volledige lengte van het zakje, wat bijdraagt aan de integriteit van de het zakje
- Verkrijgbaar in 2 verschillende formaten:
 - 90mm x 230mm extern
 - 140 mm x 250 mm extern

Gebruiksaanwijzing

- Plaats item in zakje
- Verwijder de beschermstrip van de zelfklevende band
- Vouw langs de perforatie en druk stevig van het midden naar buiten toe

Belangrijk!

Enkel te gebruiken in een Autoclaaf (stoomoven). Niet geschikt voor hete lucht.