



Artikelnummer	1404
Prijs excl. BTW	€ 57,88
Prijs incl. BTW	€ 70,03
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

De sonde met frequentie 2 MHz (foetaal) voor Spengler-Doppler wordt gebruikt voor betrouwbaar en nauwkeurig onderzoek van de foetus tijdens de zwangerschap.

Kenmerken Sonde 2MHz (foetaal) voor Spengler-Doppler

- Medisch hulpmiddel
- Klasse IIa
- CE-markering
- CE0123
- Gewicht: 0,145kg

Garantie

12 maanden