



Artikelnummer	1405
Prijs excl. BTW	€ 57,88
Prijs incl. BTW	€ 70,03
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Sonde 5MHz (vasculair) voor Spengler-Doppler

De sonde met frequentie 5Mhz (vasculair) voor Spengler-Doppler wordt gebruikt voor betrouwbaar en nauwkeurig onderzoek van de bloedvaten en IPS.

Kenmerken Sonde 5MHz (vasculair) voor Spengler-Doppler

- Medisch hulpmiddel
- Klasse IIa
- CE-markering
- CE0123
- Gewicht: 0,145kg

Garantie

12 maanden