



Artikelnummer	1414
Prijs excl. BTW	€ 1.721,42
Prijs incl. BTW	€ 2.082,92
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

- Met zijn slanke ontwerp en compacte formaat is de Tablet-ECG Cardiomate EVI 7 een intuïtieve en ultrapraktische ECG.
- Het kan naar elke afdeling of aan het bed van de patiënt worden vervoerd. Dit is ideaal voor gebruik bij operaties, in de praktijk, in het ziekenhuis bij het verplaatsen van kamer naar kamer en voor spoedtransport.
- Cardiomate EVI 7 biedt dezelfde prestaties als de andere ECG's in het assortiment van de Cardiomate serie, met een samplefrequentie van 32.000 Hz voor gedetailleerde registratie van de elektrische activiteit van het hart.
- Schermformaat: 7" met gelijktijdige weergave van de 12-kanaals plot en de interpretatie, zonder dat een afdruk nodig is.

- Direct exporteren via USB, mails of Wifi is mogelijk, dus afdrukken is niet per se nodig, voor een meer ecologisch verantwoorde aanpak.

GEDUCHTE PRECISIE

- Een van de hoogste samplefrequenties op de markt: 32000 Hz
- Automatische detectie en markering van de pacemaker
- 12-kanaals ECG

INTUÏTIEF EN EFFICIËNT

- 7" touchscreen met hoge resolutie met azerty-toetsenbord voor het bewerken van opmerkingen over het elektrocardiogram
- Real-time weergave van de 12 ECG-afleidingen op de tablet op hetzelfde moment als automatische interpretatie en intervalberekeningen (zonder computer of printer)
- Aanraakgevoelige digitale handtekening

TOEGANKELIJKE GEGEVENS

- Intern geheugen met 10.000 bestanden voor opslaan, oproepen, bewerken patiëntgegevens afdrukken
- Gegevensexport via wifi of USB-poort in pdf- of xml-formaat
- Integratie met klinische databasesystemen en ziekenhuisbeheersystemen.

MAKKELIJK TE PRINTEN

Print alle 12 tracks: heel eenvoudig op je netwerkprinter via wifi.

TRANSPORT

Ultracompact ontwerp (197 x 112,4 x 26,1 cm) en geleverd met beschermhoes

LANGE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ

De tablet is uitgerust met een 5000 mAh batterij voor minstens 12h

Afbeeldingen

