



Artikelnummer	150108W
Prijs excl. BTW	€ 116,59
Prijs incl. BTW	€ 141,07
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Deze tabouret is verstelbaar in de hoogte van 43 tot 55 cm door het hydraulisch elevatiesysteem. De tabouret heeft een zwenkende, gevoerde zitting met een doorsnede van 32 cm, brandwerend Klasse 1 IM. Een stervormige basis met 5 wieltjes. Gedeonteerd geleverd. Beschikbaar in de kleuren zwart of wit.