



Artikelnummer	116010
Prijs excl. BTW	€ 375,85
Prijs incl. BTW	€ 454,78
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De ultrasone reiniger EMMI 20HC zorgt voor een krachtige, geruisloze en veilige manier van reinigen, zonder borstelen, schrapen of krassen. Met een ultrasone frequentie van 45 kHz en een vermogen van 150 watt is deze reiniger geschikt voor zowel intensieve als delicate toepassingen.

Ultrasone reiniging werkt via trillingen in het water, waardoor talloze kleine implosies ontstaan. Deze maken zelfs het meest hardnekkige vuil los, ook op lastig bereikbare plekken. De EMMI 20HC heeft een instelbare tijdsduur (van 1 tot 60 minuten of continu), een regelbare temperatuur tussen 30 en 85 graden, en een trilintensiteit die instelbaar is op 50%, 75% of 100%. Dankzij de constante temperatuurbeheersing en het geavanceerde trilsysteem reinigt het toestel zeer effectief én veilig.

De ultrasone reiniger is geschikt voor het reinigen van medische instrumenten zoals scharen, pincetten, kochers en vaginale specula, maar ook voor sieraden, brillen en

andere fijnmechanische onderdelen. De bediening is eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Technische specificaties:

- Inhoud: 2,0 liter
- Ultrasoon vermogen: 150 watt
- Frequentie: 45 kHz
- Verwarming: 200 watt
- Thermostaat: regelbaar van 30 tot 85 °C
- Vermogenregelaar: 50 – 75 – 100%
- Inwendige afmetingen: 230 x 110 x 80 mm
- Uitwendige afmetingen: 260 x 150 x 220 mm
- Korfmaat: 205 x 100 x 60 mm (maaswijdte 5 x 5 mm)
- Materiaal: volledig RVS
- Werking: stil en efficiënt

Deze ultrasone reiniger is een uitstekende keuze voor professionals die op zoek zijn naar een betrouwbare en krachtige oplossing voor grondige reiniging.