



Artikelnummer	122320
Prijs excl. BTW	€ 659,51
Prijs incl. BTW	€ 798,01
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De Welch Allyn GS300 onderzoekslamp heeft een helderder en waarheidsgetrouwer licht gelijkgesteld aan het daglicht. De Welch Allyn GS300 onderzoekslamp is verrijdbaar op een statief.

De Welch Allyn GS300 onderzoekslamp heeft een heldere LED techniek die niet hoeft te worden vervangen.

De operatie- en onderzoekslamp GS 300 van fabrikant Welch Allyn maakt gebruik van witte LED-lampen als lichtbron. Deze LED-lampen hoeven niet vervangen te worden en leveren een ongekend wit, fel licht. Bovendien verbruiken de LED-lampen beduidend minder energie en produceren ze tegelijkertijd minder warmte. Dat is comfortabeler en kostenbesparend voor u. Met de nieuwe operatie- en onderzoekslamp GS 300 kunt u tijdens een onderzoek of een ingreep het weefsel in een onvervalste kleur zien. De Green Series Lights van Welch Allyn zijn ontworpen om patiëntenonderzoeken te verbeteren en tegelijk de impact op het milieu te verminderen.

Eigenschappen van de Welch Allyn GS300? onderzoekslamp

De levensduur van de Welch Allyn GS300 onderzoekslamp is ongeveer 50.000 bedrijfsuren. Bij normale gloeilampen is dit ongeveer 2.000–5.000 bedrijfsuren. De Welch Allyn GS300 onderzoekslamp is een koudelichtbron. Er straalt dus geen warmte van de lamp af naar de patiënt en/of de te verzorgen wond. De LED verlichting van de Welch Allyn GS300 onderzoekslamp is direct op zijn volle verlichtingsniveau. U kunt dus na het aanzetten van de lamp direct beginnen met uw onderzoek.