



Artikelnummer	5495
Prijs excl. BTW	€ 9,75
Prijs incl. BTW	€ 11,80
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Alklanet glas-en allesreiniger ecolab 1000ml spray Ecolab Alklanet is een gebruiksklare glasreiniger op alcoholbasis voor een snelle en veilige reiniging van alle harde gladde oppervlakken in het interieur zoals glas, kunststof, hout, steen, metaal etc. Deze sprayreiniger bevat specifieke oppervlakte actieve stoffen die zorgen voor een snelle en veilige reiniging, en die er tevens voor zorgen dat het oppervlak streeploos en glanzend opdroogt. Ecolab Alklanet zit een in gebruiksklare flacon van 1 liter met sproeipistool en is zuinig in gebruik: per 100 m² is het verbruik 100-200 ml. Het gebruik is bijzonder eenvoudig: spray een microvezeldoek of het oppervlak in en neem het af. Alklanet glasreiniger heeft een pH waarde van 7 en is daardoor ook zeer geschikt voor gebruik op schermen of andere oppervlakken van plexiglas of acrylaatglas. De Alklanet glasreiniger is ook zeer geschikt voor het glanzend schoonmaken van spiegels, autoruiten, en voor het interieur van auto's, boten, campers en caravans en vrachtwagens!