



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 264483      |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 18,71     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 22,64     |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

---

Eucerin Anti-Pigment Spot Corrector is een niet-vettige gel met een handige applicator, speciaal ontwikkeld om donkere vlekken te verminderen en te voorkomen dat ze terugkomen. Deze formule bevat Thiamidol, een gepatenteerd ingrediënt dat de oorzaak van hyperpigmentatie aanpakt door de melanineproductie te reguleren.

### Voordelen:

- Vermindert donkere vlekken zoals ouderdomsvlekken en zonnevlekken
- Voorkomt het opnieuw verschijnen van pigmentvlekken
- Zorgt voor een gelijkmatigere huidteint
- Klinisch bewezen effectiviteit

- Eenvoudig aan te brengen op kleine delen van hyperpigmentatie dankzij de applicator

Hoe het werkt: Melanine is het pigment dat de huid zijn kleur geeft. Factoren zoals zonlicht, hormonale veranderingen en veroudering kunnen leiden tot een verhoogde productie van melanine, wat resulteert in hyperpigmentatie. Eucerin Anti-Pigment Spot Corrector werkt door de melanineproductie te verminderen, waardoor pigmentvlekken effectief worden verminderd.

Gebruik:

Breng de gel direct aan op de getroffen gebieden van de huid. Gebruik dagelijks voor de beste resultaten.

## Afbeeldingen

---

