



Artikelnummer	264336
Prijs excl. BTW	€ 39,43
Prijs incl. BTW	€ 47,71
Voorraad	Nog slechts 7 op voorraad

Omschrijving

Anti-age serum voor de rijpe huid dat ouderdomsvlekken vermindert en helpt terugkeer ervan te voorkomen, diepe rimpels opvult en de huidelasticiteit verbetert.

Een serum voor diepe rimpels om ouderdomsvlekken te verminderen

Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serum is geïnspireerd op dermatologische verzorging. Het is een licht en hydraterend anti-age serum dat effectief is voor de 3 dimensies van huidveroudering:

- **Ouderdomsvlekken:** De formule bevat Thiamidol. Thiamidol is uniek voor Eucerin en pakt de belangrijkste oorzaak van hyperpigmentatie aan. Er is klinisch van bewezen dat het ouderdomsvlekken vermindert en bij regelmatig gebruik de terugkeer ervan helpt te voorkomen.
- **Rimpels:** Naarmate onze huid ouder wordt, worden rimpels dieper. Onze innovatieve formule met Hyaluronzuur met een hoog en laag moleculair gewicht

vult zichtbaar diepe rimpels op. Hyaluronzuur met een hoog moleculair gewicht maakt de buitenste huidlagen glad. Hyaluronzuur met een laag moleculair gewicht (dat 40 keer kleiner is¹) dringt dieper in de lagen van de opperhuid door, waar diepere rimpels ontstaan.

- Verlies van elasticiteit: Van het actieve ingrediënt Arctiin is bewezen dat het het vernieuwingsproces van collageen in de huidcellen versnelt. Het werkt naast het Hyaluronzuur in onze formule om de elasticiteit van de huid te verbeteren.

Van Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serum is klinisch en dermatologisch bewezen dat het ouderdomsvlekken vermindert, diepe rimpels zichtbaar opvult, de elasticiteit verbetert en de huid er stralend en verjongd laat uitzien en aanvoelen.