



Artikelnummer	165020
Prijs excl. BTW	€ 8,38
Prijs incl. BTW	€ 10,14
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Medische chirurgische mondmaskers om de verspreiding van bacteriën en virussen te voorkomen bij het spreken, niezen, hoesten of uitademen.

Chirurgische maskers type IIR

Dit zijn hoogwaardige en comfortabele medische mondmaskers voor volwassenen gemaakt van polypropyleen met 3 lagen. De mondmaskers zijn spat en vocht-bestendig (kPa $\geq$ 16) en de BFE is minimaal 98%. Ook voor [chirurgische mondmaskers voor kinderen](#) kan u bij ons terecht.

Chirurgische Mondmaskers type IIR beschermen vooral van binnen naar buiten:

- Bedekt mond, neus en kin

- Losse afsluiting – niet voorgevormd
- Ruimte aan zijkanten & aan de kin
- Werkt voornamelijk van binnen naar buiten
- Beschermt vooral de ander tegen micro-organismen door praten, hoesten en niezen van zichzelf

Beschermt wel de drager door fysische barrière tegen:

- Aanraking van eigen neus en mond door bacteriën
- Beschermt tegen overdracht van micro-organismen via druppels of spatten van geïnfecteerd materiaal

Voordelen chirurgische mondmaskers type IIR:

- Geïntegreerde & aanpasbare neusbeugel
- Niet geweven stof in 3 lagen
- Bacteriefilter BFE (minstens 95%);
- Houden bacteriën tegen van de drager
- Latexvrij & zonder glasvezel & hypoallergeen
- Hoge kwaliteit PP (polypropyleen)
- Waterafstotend (niet vocht doorlatend)

Comfortabel om te dragen

Deze medische chirurgische mondmaskers hebben de herkenbare kleuren en zijn voorzien van elastische bevestigingslussen voor achter het oor. Hierdoor zijn de mondmaskers eenvoudig aan te brengen en comfortabel om te dragen. Geschikt voor medisch en particulier gebruik.

Voldoen aan ISO 14683:2019

Deze medische chirurgische mondmaskers zijn CE-gecertificeerd als medisch hulpmiddel en voldoen aan [ISO 14683:2019](#). Tevens zijn deze mondmaskers in het kader van Covid-19 getest, gecontroleerd en goedgekeurd. *Mondmaskers kunnen niet terug genomen worden wegens hygiënische redenen.*