

Gigasept pearls voor reiniging en desinfectie van medische toestellen - 6kg

08/10/2025 07:37:07



Artikelnummer	4307
Prijs excl. BTW	€ 264,26
Prijs incl. BTW	€ 319,75
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Gigasept Pearls voor reiniging en desinfectie van medische instrumenten - 6kg
Universele reiniging en desinfectie van thermostabiele en thermolabiele medische instrumenten van alle soorten. Met name geschikt voor flexibele endoscopen en gevoelige materialen zoals siliconen, polycarbonaat, polysulfon en acrylglas. Naast handmatig gebruik zijn de gigasept® pearls ook geschikt voor gebruik in een ultrasoon bad.