

Papierdispenser voor gevouwen doekjes (type C,Z,W,V) - wit

08/10/2025 09:27:52



Artikelnummer	164008
Prijs excl. BTW	€ 26,57
Prijs incl. BTW	€ 32,15
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Handige navulbare dispenser voor gevouwen handdoekpapier type C,Z,W,V - 29 x 42,5 x 14,5 cm - wit Papierdispenser voor gevouwen wegwerp handdoekjes met sleutelopening en automatische vergrendeling. Deze papierdispenser heeft een handig kijkvenster zodat u snel opmerkt wanneer u de dispenser met handdoekjes dient bij te vullen. Afmeting: 29 x H 42,5 x D 14,5 cm. Deze robuuste, elegante handdoekpapier dispenser van wit kunststof, wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen om de dispenser op te hangen aan de muur. De dispenser is eenvoudig na te vullen. De papierdispenser is eveneens eenvoudig te reinigen of te ontsmetten. In deze dispenser passen diverse soorten gevouwen handdoeken.