



# Peha-soft Steriele verzorgingshandschoen - Nitril - Medium - 50 paar

08/10/2025 13:37:04

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 080208                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 51,08                   |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 61,81                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 9 op voorraad |

## Omschrijving

Peha-soft nitril steriele verzorgingshandschoen is een steriele, latexvrije en poedervrije onderzoekshandschoen voor eenmalig gebruik. Ideaal voor medische handelingen zoals verbandwissels, catheterisatie en intubatie. In een doos van 50 paar.

### Voordelen

- Steriel, latexvrij & poedervrij: Perfect bij allergieën en gevoelige huid
- Optimale bescherming: Tegen bacteriën, virussen en besmettelijke agentia (volgens ASTM & EN 374)
- Hoge tastgevoeligheid: Dankzij zacht nitril en goede pasvorm
- Getextureerde vingertoppen: Voor een betere grip
- Makkelijk aan te trekken: Dankzij polymeercoating aan de binnenzijde
- Links en rechts draagbaar

Gecertificeerd voor medisch en professioneel gebruik

EN 455 – Medisch hulpmiddel

EN 374 – Persoonlijke bescherming (cat. I & II)

ISEGA & RAL – Voedselveilig