

SATINO Handdoekdispenser - Interfold - Wit - Klein (33 x 28 x 11cm)

07/10/2025 20:43:12



Artikelnummer	16438
Prijs excl. BTW	€ 34,95
Prijs incl. BTW	€ 42,29
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

SATINO Handdoekdispenser Interfold - Wit - Klein (33 x 28 x 11cm) is de ideale en economische oplossing voor kleinere (was)ruimtes waar weinig plaats is. Geschikt voor zelf ontvouwende papieren handdoekjes in Z- of W-vouw.

Highlights

- Ruimtebesparend en speciaal geschikt voor kleinere wasruimtes
- Mooi design dat goed past bij haast elke wasruimte
- Gemakkelijk te reinigen
- Vulstandvenster aan de zijkant
- Snel gemonteerd of vervangen dankzij de Satino by WEPA montageplaat
- Met Satino standaard- en permanente sleutel

Specificaties

- Geschikt voor PT2-papier van Satino of H2-papier van Tork
- Formaat - Klein (33 x 28 x 11cm)