

SATINO Handdoekdispenser - Multifold - Wit - Klein (33 x 28 x 15cm)

07/10/2025 20:42:17



Artikelnummer	16437
Prijs excl. BTW	€ 35,33
Prijs incl. BTW	€ 42,75
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

De SATINO Handdoekdispenser is ongeëvenaard flexibel, gemakkelijk in de omgang en zuinig in het verbruik. De vouwhanddoekdispenser garandeert een bijzonder lange verzorging en is de perfecte keuze voor hoge bezoekersaantallen en frequent gebruik. Welk papier kan ik gebruiken? Geschikt voor alle soorten gevouwen papier. Zijn er verschillende maten beschikbaar? Klein: 327 (B) x 283 (H) x 151 (D) Groot: 327 (B) x 440 (H) x 151 (T) Specificaties

- Geschikt voor het PT3- (of H3-) papier