



Artikelnummer	580531
Prijs excl. BTW	€ 32,58
Prijs incl. BTW	€ 39,42
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

SIC SAC Dispenser voor [opvangzakjes \(ref.580530\)](#) bij misselijkheid Dispenser voor Sicsac spuugzakjes gemaakt van wit gelakt metaal voor wandmontage in een ruimte besparend formaat van 13x47 cm. Deze opvangzakjes in dispenser kunnen als een veilige en hygiënische opvangzakje voor misselijkheid gebruikt worden in veel verschillende zorggebieden. Zoals in de spreekkamer en in het ziekenhuis evenals in rust en verzorgingstehuizen. Maar ook in de thuisverpleging of in de ambulance/ziekenwagen.