



Artikelnummer	164168
Prijs excl. BTW	€ 134,49
Prijs incl. BTW	€ 162,73
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Voorkom infecties met de zeer effectieve Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer.

Tork Alcohol Gel met 80% Alcohol

Het bevat 80% gedenatureerde alcohol (w/w) en hoeft niet te worden afgespoeld. Ontsmet en desinfecteert de handen snel. Is speciaal geformuleerd voor veelvuldig gebruik, bewezen veilig voor de huid en zonder opbouw van plakkerige resten. Ideaal voor de gezondheidszorg en voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten. Geschikt voor de Tork Vloeibare & Sprayzeep Dispensers S1, die bewezen eenvoudig zijn in het gebruik en alle gebruikers goede handhygiëne bieden.

Effectief tegen een groot aantal micro-organismen

Voldoet aan EN1500, EN12791 en EN14476 (Alle omhulde virussen, zoals HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Griep, H1N1, H5N1, etc. en ook Rotavirus en Norovirus)

Tork Alcohol Gel is mild en zacht voor de huid

Hydrateert de huid zonder plakkerige resten. Bewezen als mild en zacht voor de huid (onafhankelijke test op in-vitro huid)

Moeiteloos onderhoud en gebruiksvriendelijk

Dankzij de Tork Alcohol Gel afgesloten vulling met doseerpomp voor eenmalig gebruik wordt het risico op kruisbesmetting verminderd. Het onderhoud verloopt moeiteloos en het gebruiksvriendelijke vulsysteem is in minder dan 10 seconden na te vullen. De fles is recyclebaar en trekt vacuüm naarmate de inhoud wordt gebruikt, waardoor afval wordt verminderd. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Kies de juiste Tork dispenser die bij uw vulling past:

- ref.164013 – [Tork Liquide Zeep Dispenser – S1](#)
- ref.164155 – [Tork Liquide Zeep Dispenser met elleboogbediening – S1](#)