

Coban Zelfklevende steunwindel - 7,5cm x 4,5m - Huidskleur

08/10/2025 02:32:55



Artikelnummer	000385
Prijs excl. BTW	€ 2,58
Prijs incl. BTW	€ 3,12
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Coban: Elastische cohesieve windel

Eigenschappen en voordelen

- Elastische cohesieve windel (kleeft op zichzelf)
- Licht
- Laat de huid ademen
- Blijft goed ter plaatse
- Behoudt dezelfde compressie tijdens de gehele draagtijd

Mogelijke toepassingen

- Fixatie van verbanden bij patiënten waarbij de huid geen kleefstof kan verdragen
- Compressie

- Fixatie van spalken, ter plaatse houden van gipsen
- Steunverband, orthopedische letsels