



Artikelnummer	074931
Prijs excl. BTW	€ 12,99
Prijs incl. BTW	€ 15,72
Voorraad	Nog slechts 7 op voorraad

Omschrijving

Dauerbinde[®] K, met karakteristieke stevige grip

Zwachtel met lange rek, voor een stevige compressie

Tevens gebruikt als ondersteunend en ontlastend verband voor ligamenten en gewrichten.

- Dankzij de lange rek kan de druk van deze windsels gemakkelijk worden aangepast.
- Gebruiksvriendelijk, volgt alle lichaamscontouren goed, plooit niet.
- Hoge rustdruk (het verband moet 's nachts worden afgedaan of wanneer de patiënt rust)
- Duurzame elasticiteit
- Huidkleurig
- Uitrekbaarheid circa +180%
- Wasbaar op 95°C