



Artikelnummer	000349
Prijs excl. BTW	€ 1.280,17
Prijs incl. BTW	€ 1.549,01
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Roeitrainer – DC Athletics Potomac Regatta

Deze Potomac Regatta is een fantastische water afgeremde roeitrainer. De zitting is gemaakt van gevormd kunststof waardoor je fijn kan zitten. Dankzij de brede riemen gemaakt van stevig textiel, kunnen voeten in de steun vast worden gezet, zonder dat deze een snijdend gevoel geven. Dankzij het zorgvuldig gekozen hout is hij niet enkel oersterk maar ziet hij er ook echt goed uit. Uniek aan deze roeitrainer is dat u hem makkelijk kunt inklappen om weg te bergen. Het grote voordeel aan deze roeitrainer is dat er minimale kans is op overbelasting dankzij de realistische weerstandsoverbrenging. Trainen op deze Potomac Regatta belooft een fantastische ervaring te worden!

Voordelen:

- De dubbele rail zorgt voor een vlotte en stille beweging.
- Ergonomische hielsteun die zorgt voor perfecte voetstrekking, roeigevoel en houding
- Duidelijke display met aanduiding van alle belangrijke parameters
- Duurzame aandrijfriem: stil, soepel en onderhoudsvrij
- Transportwieltjes en uniek inklapsysteem zorgen voor eenvoudig opbergen

Over D.C. Athletics DC Athletics is ontworpen in de Verenigde Staten en staat garant voor hoge kwaliteit op alle vlakken. Het design is steeds ergonomisch ontworpen en op technologisch vlak zijn ze steeds mee met de laatste trends. Alle producten worden geproduceerd op een duurzame en ecologische manier.

Kenmerken:

- Belastbaar gewicht: 135 kg
- Weerstandssysteem: water
- Gewicht: 35 kg
- Afmetingen (LxBxH): 205x53x50 cm
- Materialen: hout
- Kleuren: bruin
- Monitor weergave: afstand, calorieën, hartslag, tijd, totaal aantal roeislagen
- Aantal weerstandsniveaus: 1
- Verstelbare pedalen/voetsteunen: Ja
- Stroomvoorziening: batterijen
- Anti slip pedalen: Ja
- Inklapbaar / opzetbaar: Ja
- Garantie: 2 jaar

Montage niet inbegrepen.

Afbeeldingen

