

Rosidal Haft Cohesieve compressiewindel - 10cm x 5m - per stuk

08/10/2025 00:01:52



Artikelnummer	074496
Prijs excl. BTW	€ 8,82
Prijs incl. BTW	€ 10,67
Voorraad	Nog slechts 7 op voorraad

Omschrijving

Rosidal Haft: Cohesieve korterekzwachtel

Eigenschappen Rosidal Haft:

- Elastisch in de lengterichting (60%)
- Textielelastisch dankzij getwijnd kettingdraad
- Betrouwbare ondersteuning van het verband
- De compressiedruk is dankzij de hoge mate van stiffness (stijfheid van het verband) goed te verdragen.
- Hogere compressiedruk blijft gedurende een langere tijd behouden
- Hecht op zichzelf en kleeft niet aan de huid

Toepassingen:

- Voor compressie van de extremiteiten bij flebologische en lymfatische aandoeningen
- Ter behandeling van oedemen
- Na sclerosering en vaatchirurgische procedures
- Ter ondersteuning en ontlasting van gewrichtskapsels