



Artikelnummer	075128
Prijs excl. BTW	€ 6,58
Prijs incl. BTW	€ 7,96
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

VenoTrain® Wasnet - Onverslijtbaar waszakje

VenoTrain wasnet beschermt uw compressiekous!

Veilige bescherming voor de machinewas: het zakje met ritssluiting, van duurzame en bijzonder fijnmazige stof, helpt bij het sorteren van de was en beschermt uw compressiekous.

- Bescherming die de prijs waard is
- Onverslijtbaar
- Voor 1-2 paar kousen