



Artikelnummer	190145
Prijs excl. BTW	€ 295,49
Prijs incl. BTW	€ 357,54
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

Antidecubitus alternating matras met verwisselbare cellen en regelbare pomp.

De PIUMA-UP-matras met verwisselbare cellen wordt aanbevolen voor de preventie en behandeling van decubituszweren in de tweede fase, bij langdurige therapieën en thuistherapieën.

De matras wordt cel per cel binnen 12 minuten afwisselend opgeblazen en leeggelopen. De afwisselende contactpunten met de opperhuid voeren een delicate massage uit die een goede bloedstroom en een goede zuurstofvoorziening van de weefsels mogelijk maakt, waardoor de vorming van decubituszweren wordt voorkomen. Met een knop op de pomp kan de druk eenvoudig worden aangepast aan het gewicht van de patiënt. De 18 cellen bestaan uit nylon en PVC, zijn 10,2 cm hoog en bijzonder comfortabel. De cellen zijn bevestigd door middel van knoppen. Ze zijn gemakkelijk vervangbaar in geval van breuk. De matras is wasbaar. De pomp kan eenvoudig worden bevestigd aan alle soorten

bedden dankzij de met kunststof gecoate metalen haken aan de achterkant.

Kenmerken Alternating matras

- Maximumgewicht patiënt: 100 kg.
- Afmetingen matras: 200cm x 87cm x 10 cm zonder flappen.
- De matras bestaat uit 18 cellen (van 12 cm hoogte in opgeblazen toestand).
- De cellen kunnen bij breuk, apart worden aangekocht.
- De cellen zijn bevestigd op de matras met drukknoppen.
- Wordt geleverd met afwasbare beschermhoes.