

Arminia 24V Houten zorgbed met onrusthekken - Incl. Tempur-matras

24/10/2025 12:16:12



Artikelnummer	15276
Prijs excl. BTW	€ 1.803,30
Prijs incl. BTW	€ 2.181,99
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Het Arminia 24V zorgbed werd specifiek ontwikkeld voor een optimaal comfort in een thuissituatie, terwijl het moderne houten design naadloos in uw interieur zal passen.

Voornaamste eigenschappen:

1. Houten ligvlak en houten doorlopende onrusthekken;
2. Gemonteerde houten omkadering aan hoofd- en voeteneinde;
3. Inclusief oprichter met handgreep;
4. Elektrische hoog-laagverstelling van 40 tot 80cm, rugverstelling en bovenbeenverstelling;
5. Tandstrook voor manuele verstelling van het onderbeengedeelte;
6. Standaard handbediening met kabel;

7. Tempur-matras van 14cm dik (195 x 85cm).

Levering en installatie:

Het zorgbed wordt standaard geleverd en geïnstalleerd door onze gespecialiseerde partner, waardoor er een extra kost in rekening gebracht zal worden.