



Bevestigingssysteem BasEasy Luxe voor fietstas aan het stuur (Past op ref.140603) - TOT EINDE VOORRAAD

07/10/2025 20:26:35



Artikelnummer	140604
Prijs excl. BTW	€ 25,48
Prijs incl. BTW	€ 30,83
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Bevestigingssysteem BasEasy Luxe voor voor fietstassen aan het stuur (Past op ref.140603) Dit design bevestigingssysteem is de luxere uitvoering van de BasEasy Standaard. De luxere uitvoering heeft een kunststof behuizing, een bevestigingspunt voor kabels en is in lengte verstelbaar (drie standen). De staalband constructie is geschikt voor stuurpennen tussen de 22 en 26 mmØ. Daarnaast is dit systeem TÜV-gekeurd.

Uw Fietstas veilig aan het stuur te bevestigen

Ga je regelmatig met de fiets op pad voor de bezoeken bij uw patiënt of voor het doen van bijvoorbeeld een boodschap? Dit bevestigingssysteem is dan een accessoire die niet mag ontbreken om uw fietstas veilig aan het stuur van je fiets te bevestigen. Wanneer u ter plaatse aankomt kan u eenvoudig uw tas van uw fiets klikken en uw tas mee nemen

bij uw patiënt als verpleegtas.

Snel en eenvoudig te monteren.

De BasEasy Luxe is snel en gemakkelijk te monteren. De BasEasy is geschikt voor stuurpennen met een diameter van 22 mm tot en met 26 mm. Ben je op zoek naar een betrouwbaar en kwalitatief bevestigingssysteem en voldoen de stuurpennen van jouw fiets aan de gewenste diameter? Dan is deze zeker geschikt voor jouw fietsstuur.

Bijzonder praktisch en eenvoudig in het gebruik.

Eigenschappen:

- De Baseasy Luxe is een echte design bevestigingssysteem en ook nog eens TÜV-gekeurd.
- Geschikt voor stuurpennen van 22-26 mm Ø.
- Luxere uitvoering