

Bevestigingssysteem KlickFix voor fietstas aan het stuur (Past op ref. 140600 & 140603)

07/10/2025 16:11:11



Artikelnummer	140606
Prijs excl. BTW	€ 21,25
Prijs incl. BTW	€ 25,71
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Bevestigingssysteem KlickFix voor fietstas aan het stuur (Past op ref. 140600 & 140603)

De fietstassen voor aan het stuur zijn eenvoudig afneembaar of vast te maken aan uw stuur met het klickfix systeem. Dit dankzij de voor gemonteerde KF adapter plaat op de tas. Het bevestigingssysteem Klickfix bevestigt u aan de stuurbocht van uw fietsstuur. De houder past ook op de meeste stadsfietsen, of dat nu dames- of herenfietsen zijn.

Uw Fietsttas veilig aan het stuur te bevestigen

Ga je regelmatig met de fiets op pad voor de bezoeken bij uw patiënt of voor het doen van bijvoorbeeld een boodschap? Dit bevestigingssysteem is dan een accessoire die niet kan ontbreken om uw fietstas veilig aan het stuur van je fiets te bevestigen. Wanneer u ter plaatse aankomt kan u eenvoudig uw tas van uw fiets klikken en uw tas mee nemen bij uw patiënt als verpleegtas.

Snel en eenvoudig te monteren

De KlickFix houder is geschikt voor stuurbochten van 22-31.8 mm Ø. De houder is gemaakt van kunststof en monteert je snel en eenvoudig. De hoek van de houder is verstelbaar en dankzij de montage zit de houder zeer stabiel.