



Artikelnummer	4772
Prijs excl. BTW	€ 4,53
Prijs incl. BTW	€ 5,48
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Flocare Container - 1000 ml

De Flocare Container - 1000 ml is een steriel semi-rigide kunststof reservoir voor het toedienen van sondevoeding of water. Indicatie Voor het toedienen van water en zelfbereide sondevoeding. Producteigenschappen

- Te verkrijgen in 1000 ml
- kan staan door semi-rigide materiaal met afgeplatte basis én hangen door geïntegreerd ophangoog
- de dop is zowel geschikt voor het Flocare® Pack toedieningssysteem als het Flocare® Bottle toedieningssysteem
- bestaat uit LDPE (low density polyethylene)
- latex- en DEHP-vrij
- iedere 24 uur vervangen

Verpakking

- per stuk steriel in een blister
- 10 stuks per doos

Vergoeding Flocare Container kan onder bepaalde voorwaarden vergoed worden vanuit de zorgverzekering. Uw arts of diëtist weet hoe hij/zij vergoeding kan aanvragen en wat de voorwaarden zijn. De container wordt geadviseerd door uw arts of diëtist en is afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar, verkrijgbaar bij uw apotheek en/of het facilitair bedrijf.