



Artikelnummer	4615K
Prijs excl. BTW	€ 60,22
Prijs incl. BTW	€ 72,87
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Nestlé Isosource Energy is een energierijke, volledige sondevoeding (1,6 kcal/ml) met 16% eiwitten, speciaal ontwikkeld voor patiënten met een verhoogde energiebehoefte of een noodzakelijke beperking van de vochtbehoefte. Het is geschikt als enige voedingsbron en kan gebruikt worden bij ondervoeding of risico op ondervoeding.

Belangrijkste kenmerken:

- Energierijk (1,6 kcal/ml) voor verhoogde energiebehoefte
- 16% eiwitten voor herstel en spieronderhoud
- Geschikt voor patiënten vanaf 3 jaar
- UHT gesteriliseerd en verpakt onder beschermende atmosfeer
- Geschikt als enige voedingsbron

Gebruik & bewaren:

- Goed schudden voor gebruik
- Ongeopend bewaren op een koele, droge plaats
- Na opening: bewaren in de koelkast en binnen **24 uur gebruiken

Dosering:

- 1000-1500 ml per dag als enige voedingsbron
- ~~500~~ 500 ml per dag als bijvoeding, volgens medische aanbeveling