

Plastic drinkbeker - Autoclaveerbaar - Opening van 4mm

08/10/2025 02:58:58



Artikelnummer	200003
Prijs excl. BTW	€ 1,92
Prijs incl. BTW	€ 2,32
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Transparante drinkbeker met instelbare drinktuit van 4 mm opening. Deze maakt hem geschikt voor half vloeibare voeding, bv. yoghurt. U slikt gemakkelijker als u uw hoofd niet naar achteren hoeft te buigen. Ideaal voor mensen met nekproblemen en bedlegerige personen. Voorzien van maataanduidingen.

Afbeeldingen

