



Artikelnummer	150326
Prijs excl. BTW	€ 145,85
Prijs incl. BTW	€ 176,48
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Toiletstoel in de hoogte verstelbaar met hygiënische opening.

Waarom een toiletstoel kopen?

De Aquila toiletstoel biedt uitkomst wanneer u minder goed ter been bent, de wc zich op een andere verdieping bevindt of wanneer u het onprettig vindt om in het donker naar het toilet te lopen. De Aquila is een comfortabele toiletstoel die wordt geleverd inclusief een hygiënisch afsluitbare emmer. De emmer is luchtdicht af te sluiten zodat deze nare geurtjes in de ruimte voorkomt. Tevens is de toiletstoel in hoogte verstelbaar en kunt u het zachte zitkussen eenvoudig afnemen. De toiletzitting, onder het zitkussen, klapt u moeiteloos omhoog.

Eenvoud en Veiligheid

De Aquilia toiletstoel is dankzij haar eenvoud, comfort en betrouwbaarheid uniek vergeleken met andere postoelelen op de markt. De emmer verwijdt u eenvoudig via de zijkant van de stoel of via de opklapbare toiletzitting. Het zachte zitkussen, de toiletzitting zelf en de overige onderdelen zijn snel hygiënisch te reinigen. De Aquilia beschikt over verstelbare robuuste poten die snel en makkelijk op de juiste hoogte ingesteld kunnen worden. De stevige kunststof doppen onder de poten zorgen ervoor dat de toiletstoel stabiel blijft op iedere ondergrond en geen krassen maakt. De toiletstoel is belastbaar tot 130 kilo en is vervaardigd uit metaal met een speciale coating. Deze coating maakt het reinigen van de metalen onderdelen nog eenvoudiger. Indien u een toiletstoel nodig hebt voor in de douche, dan kan u deze [hier](#) terugvinden.

In hoogte verstelbaar

Deze toiletstoel is in hoogte verstelbaar, de zithoogte heeft verschillende standen met een minimale hoogte van 46 cm en een maximale hoogte van 61 cm. De rugleuning en zitting van deze stoel zijn voorzien van een waterafstotende bekleding met zachte vulling. De stoel heeft onderaan zachte doppen Ø 19 mm dit zorgt voor geluidsdemping.

Kenmerken toiletstoel Aquilia

- Zeer comfortabel, veilig & stabiel
- Inclusief hygiënisch afsluitbare emmer
- In hoogte verstelbare poten
- Robuust onderstel met antislip poten
- Afneembaar zitkussen
- Eenvoudig te reinigen
- Zachte doppen voor geluidsdemping
- Armsteunen kunnen niet opzij gelegd worden
- Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg.

Specificaties

- Lengte: 52 cm
- Breedte: 58 cm
- Zithoogte: 45 - 64 cm
- Hoogte: 82 cm
- Zitbreedte: 43 cm
- Zitdiepte: 43 cm
- Materiaal: metaal
- Gewicht: 8,5 kg

Afbeeldingen

